



Nacomi<sup>®</sup>  
ext lv

MESO  
wand

Instrukcja obsługi

## Nazwa elementów



## Ostrzeżenia odnośnie stosowania

**Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Nie należy stosować przez:**

- ⚠ osoby, u których wystąpiły nagłe choroby, jak ostra choroba serca
- ⚠ osoby z alergią i hemofilią
- ⚠ osoby z melanozą twarzy
- ⚠ osoby z podwyższoną temperaturą
- ⚠ osoby przewlekle chore
- ⚠ osoby zażywające leki
- ⚠ osoby poniżej 12 roku życia

## Ostrzeżenia odnośnie użytkowania

1. Nie należy używać z zasilaniem innym niż AC 230V. Może to spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie.
2. Nie należy naprawiać, demontować ani zmieniać sterownika i korpusu urządzenia. Może to spowodować usterkę i nieprawidłowe działanie.
3. Nie należy dotykać urządzenia ani odłączyć przewodu zasilającego mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
4. Nie używać przernwanego lub przetartego kabla. Może to spowodować pożar (Zastąpić kabel innym, sprawny).
5. Nie używać kabla, który posiada pęknięcia i zadrapania. Może to spowodować blizny na skórze.
6. Nie używając urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć je od gniazdka.
7. Upewnić się przed użyciem, że urządzenie jest w pełni sprawne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek kłopotów zleczyć naprawę.
8. Nikt poza operatorem nie może dotykać urządzenia podczas zabiegu. Może to spowodować wypadek albo usterkę.
9. Nie używać w pobliżu miejsca o wysokiej temperaturze, kurzu lub wilgotności (w pobliżu nawilżacza). Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

## Instrukcja obsługi

### Ładowanie urządzenia:

Podłączyć urządzenie do kabla ładującego z adapterem, włączyć adapter do gniazdka, a wskaźnik zasilania (1-9) i lampka kontrolna na wyświetlaczu zaczną migać.

Kiedy bateria zostanie w pełni naładowana na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać "F". Urządzenie może być ładowane podczas pracy.

### Włączanie urządzenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się poziom naładowania. Po 2 sekundach wyświetlacz wskaże poziom intensywności - "1".

### Wyłączanie urządzenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

### Regulacja intensywności:

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, intensywność zostanie zmieniona a na wyświetlaczu zamiast 1 pojawi się 2. Gdy naciśniesz przycisk zasilania ponownie, intensywność zmieni się z 2 na 3 i tak analogicznie aż do 6. (6 poziomów, od najniższej do najwyższej intensywności).

### Informacja o rozładowaniu baterii:

Gdy bateria jest rozładowana, na wyświetlaczu zaczną migać "0" i lampka kontrolna.

## Regulacja długości igieł

Możesz ustawić długość igieł przekraczając pierścien regulacji skali zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przekraczając zgodnie z ruchem wskazówek zegara długość igieł zwiększy się. Przekraczając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara długość igieł zmniejszy się.



## Specyfikacja kartridży

Rodzaj	Przeznaczenie
9 igieł*	Zmniejszenie blizn po trądziku i zmarszczek na twarzy, redukcja rozstępów, odżywienie skóry
12 igieł*	Obkurczenie porów, niwelowanie drobnych przebarwień, blizn i zmarszczek, napięcie i ujędrnienie skóry, zagęszczenie i odżywienie skóry, redukcja linii nosowo-wargowych
24/36/42 igły*	Nawilżenie i odżywienie skóry, redukcja cieni, plam, przebarwień oraz zmarszczek, do zabiegów przeciwdziałającym wypadaniu włosów
Round nano	Cera wrażliwa i alergiczna, nawilżenie, usuwanie zaczerwienienia, rozjaśnianie koloru skóry, bezbolesne witanie substancji aktywnych w głąb skóry, nanobrazja
5D nano	Obszar okolicy oczu, cera wrażliwa, bezbolesne witanie substancji aktywnych w głąb skóry, zwięzanie porów, rozjaśnienie skóry, nanobrazja

\*Im mniejsza ilość igieł, tym bardziej odczuwalny może być zabieg podczas jego trwania

! W zestawie znajdują się 2 kartridże:  
● 36 igieł, Round nano

## Przeciwwskazania

- Aktywne infekcje grzybicze, wirusowe i bakteryjne skóry • Cukrzyca
- Ciąża • Karmienie piersią • Keloidy (bliznowce) • Problemy układu krążenia • Alergia • Stosowanie leków przeciwzakrzepowych • Nowotwór
- Choroby układu immunologicznego • Trądzik różowaty, trądzik pospółity

## Sposób instalacji kartridża

1. Zdezyfekuj kartridż (alkoholowym środkiem do dezynfekcji zawierającym min. 75% etanolu).
2. Włóż kartridż do części instalacyjnej wkładu w urządzeniu.
3. Przekręć kartridż poziomo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
4. Ustaw regulację skali, aby uzyskać wymaganą długość użytkową.
5. Jeżeli chcesz wyciągnąć kartridż, obróć go poziomo w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, aż do odblokowania.

## Opakowanie zawiera

Urządzenie:	1 sztuka
Adapter:	1 sztuka
Kabel:	1 sztuka
Instrukcja:	1 sztuka
Kartridż:	2 sztuki

## Parametry

Nazwa urządzenia:	Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej
Model:	Meso Wand (F6)
Napięcie adaptera:	5V, 500mA
Waga:	92g
Wymiary urządzenia:	162*23.47(mm)
Czas ładowania:	1.5h
Czas pracy:	do 4h
Pojemność baterii:	500mAh

## Tabela referencyjna

Obszar	Cienka skóra	Grubsza skóra
Czoło	0.25-0.5 mm	0.5-0.75 mm
Pomiędzy brwiami	0.25-0.5 mm	0.5-1.0 mm
Nos	0.25 mm	0.5 mm
Okolice oczu	0.25 mm	0.25-0.5 mm
Kość policzkowa	0.5 mm	0.5-1.0 mm
Policzki i podbródek	0.5-0.75 mm	0.75-1.0 mm
Góra wargi	0.25 mm	0.25-0.75 mm
Blizny na twarzy	0.75-1.0 mm	1.0-1.5 mm
Rozstępy na ciele	1.5-2.0 mm	1.5-2.5 mm
Blizny pooperacyjne i pooparzeniowe na ciele	2.0-3.0 mm	

## Ostrzeżenia

- ⚡ Prąd zmienny
- ⚡ Prąd stały
- 📦 Urządzenia II klasy ochronności
- ⚠ Uwaga, należy zapoznać się z instrukcją obsługi
- 📄 Numer seryjny
- 📄 Zgodność z wymogami UE
- 📄 Importer
- 📄 Część aplikacyjna typu BF

## Utrzymanie

### 1.Generalne utrzymanie

Przechowywać urządzenie wyłączone. Czyścić jego powierzchnię suchą szmatką. Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury i wilgotności. Nie należy pozostawiać naprawy lub modyfikacji urządzenia nieprofesjonalnym serwisom.

### 2.Rutynowa kontrola

Przed użyciem sprawdź urządzenie i adapter. W przypadku, gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed skorzystaniem należy sprawdzić, czy działa prawidłowo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.